

Bloc opératoire

- Le perfuseur est désormais de la réf Edelvaiss. 10.3VD ayant 2 robinets proximaux munis de valve antiretour (perfuseur déconnectable entre les 2 robinets) et 1 robinet distal simple.
- + selon besoin :
- Robinet simple avec prolongateur
- Robinet avec valve antiretour et mini-prolongateur
- Pieuvre avec 3 valves antiretour
- Valve antiretour seule
- Perfuseur simple
- Seringue saline pour rinçage pulsé.

Soins continus

- Perfuseur Edelvaiss. 10.3VD avec ses 3 robinets dont 2 avec valve antiretour et déconnectable (remplace, avec plus de sécurité, la rampe de robinets)
- Robinet simple avec prolongateur
- Robinet avec valve antiretour et mini-prolongateur
- Pieuvre avec 3 valves antiretour
- Perfuseur 3 voies
- Perfuseur simple
- Seringue saline pour rinçage pulsé

PGR

- Perfuseur 3 voies
- Perfuseur simple
- Robinet avec valve antiretour et mini-prolongateur (si usage de pousse seringue en IV)

SÉLECTION DU DM STÉRILE DE PERFUSION

URGENCES

- Perfuseur 3 voies
- Perfuseur simple
- Robinet simple
- Valve antiretour seule
- Pieuvre avec 3 valves antiretour
- Robinet avec valve antiretour et mini-prolongateur
- Prolongateur de 1.50m
- Seringue saline de rinçage pulsé

MÉDECINE DE SPÉCIALITÉS et CHIRURGIE

- Perfuseur 3 voies
- Perfuseur simple
- Robinet avec valve antiretour et mini prolongateur
- Rarement pieuvre avec 3 valves antiretour
- Seringue saline pour rinçage pulsé